


## 124 D – Бодиарт.


**Предостережение:** Предварительно проведите тест на чувствительность на участке кожи. Прекратить использование в случае возникновения аллергической реакции.



1. Вырежьте понравившееся тату.



2. Снимите защитную плёнку.



3. Приложите тату лицевой частью к коже.



4. Приложите к поверхности тату мокрую губку и держите в течении 10 секунд.



5. Осторожно удалите бумагу с поверхности переведённой тату.



6. Посыпьте блёстками пока тату мокрая.



7. Хорошо высушите и затем используйте маркеры что бы добавить цвета вашему тату.



8.Что бы использовать тату с камешками снимите защитный слой и разместите тату на коже.